

Brayden® es el nuevo estándar para entrenamiento eficaz en la técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Normalmente los maniquíes de entrenamiento para RCP cuentan con un dispositivo mecánico audible que hace "clic" cuando la profundidad de la compresión ha sido satisfactoria. Algunos otros cuentan con un sistema de focos que se iluminan en función de la velocidad y la profundidad.

Además del sistema audible, Brayden® cuenta con un sistema de iluminación LED que simula el flujo sanguíneo en el interior del cuerpo de la víctima. Este flujo responde en tiempo real a la profundidad y velocidad de cada una de las compresiones, lo que permite que el alumno comprenda con mayor facilidad, cómo cada compresión permite que la sangre llegue al cerebro y otras partes vitales.

Cuenta también con fosas nasales reales, lo que ayuda a mejorar la técnica de ventilación, ya que si no se cierran correctamente, el aire puede escapar impidiendo que la ventilación se lleve a cabo de manera satisfactoria.

BRAVDEN



Maniquí Brayden® con iluminación en color blanco o rojo

Pregunte por el precio especial para centros y sitios de entrenamiento AHA.



Vista 360° del maniquí Brayden®



Vista inferior del maniquí Brayden®



Estuche de traslado que funciona como tapete de práctica



Nariz con orificios reales



Desarrollo de Sitios Cardioprotégidos

El maniquí Brayden® Pro permite que el proceso de enseñanza - aprendizaje se dé de una manera más fácil.

Tanto el instructor como el alumno podrán enfocarse en lo importante, ya que Brayden® Pro se encargará de registrar todo en tiempo real para que posteriormente se facilite el proceso de debriefing.

La App (Android o iOS) le permite conectar via Bluetooth y visualizar 6 dispositivos a la vez, permitiendo al instructor tener el la información de hasta 6 estudiantes de manera simultánea en tiempo real.

Algunos de los parámetros que el maniquí Brayden® Pro propociona son: cantidad de compresiones, profundidad y velocidad de las compresiones, posición de las manos al comprimir, radio compresión/descompresión, cantidad y frecuencia de ventilaciones, volumen ventilado, resultado por ciclo, resultado global, fracción de compresión torácica, etc.

BRAYDEN PRO



Solicite una demostración del maniquí Brayden® o Brayden® Pro

Contar con el equipo adecuado para llevar a cabo sus entrenamientos de RCP de calidad hace la diferencia para cualquier instructor, sitio o centro de entrenamiento.

Los estándares internacionales de entrenamiento de RCP cada vez exigen más calidad en la impartición de las diferentes disciplinas.

¡No espere más! Mejore la calidad de enseñanza en sus cursos de RCP hoy mismo.

ENSEÑAR RCP DE CALIDAD
NUNCA FUE TAN FÁCIL.



www.sitiocardioprotégido.com

Ciudad de México
Amores # 1038 Col. del Valle
03910 Ciudad de México
mexico@cardioproteccion.mx

Guadalajara
Av. Vallarta # 6503 Int. C2-24 Col. Ciudad Granja
45010 Zapopan, Jalisco
contacto@cardioproteccion.mx

f /CardioproteccionMx

t @CardioprotectMx



CP-F-BRAYDEN V2 - 09/18