

La manera más sencilla y divertida de aprender y practicar la RCP.

Presentamos el cprcube®, un dispositivo para ayudar al aprendizaje y práctica de la RCP sólo con manos.

Simplemente tome el dispositivo, presione el botón de encendido que está ubicado en la parte inferior y comprima. El sonido le guiará para hacer las compresiones a la velocidad adecuada.

El dispositivo está programado para encender la luz LED blanca en localizada en la parte inferior cada vez que se comprime a la profundidad y a la velocidad adecuada; y si logra hacerlo 15 veces seguidas, el patrón de encendido de las luces LED cambia y el dispositivo vibra para comunicar al usuario que lo está haciendo bien.

¡Nunca antes aprender y practicar RCP fue tan divertido!


cprcube™



Simplemente siga estos pasos para utilizar su cprcube®



Paso 1



Paso 2



Paso 3



Paso 4




Paso 5

¡El cprcube® está listo para utilizarse!



En la parte inferior del dispositivo se encuentra el compartimento de baterías y el botón de encendido



Desarrollo de Sitios Cardioprotégidos




El cprcube® permite que el proceso de enseñanza - aprendizaje se dé de una manera más fácil.

El alumno podrá enfocarse en lo importante, ya que el cprcube® se encargará de llevarlo de la mano de manera intuitiva a lograr una RCP de calidad.

El dispositivo cprcube® funciona con 4 baterías AA y mide 9.5 x 9.5 x 10 cms. Es completamente portátil y se puede utilizar en cualquier lugar.

Ideal para tenerlo en casa, en la oficina, consultorio, o en su empresa. Sus colaboradores, familiares y amigos podrán aprender y practicar RCP solo con las manos de una manera fácil y divertida.



Dimensiones

¡APRENDER Y PRACTICAR RCP DE CALIDAD
NUNCA FUE TAN FÁCIL Y DIVERTIDO!

Pregunte por el precio especial para centros y sitios de entrenamiento AHA.



Ciudad de México
Amores # 1038 Col. del Valle
03910 Ciudad de México
mexico@cardioproteccion.mx

Guadalajara
Av. Vallarta # 6503 Int. C2-24 Col. Ciudad Granja
45010 Zapopan, Jalisco
contacto@cardioproteccion.mx

