


No más muertes por atragantamiento.

El dispositivo portátil LifeVac® fue diseñado para ayudar a aquellas personas que sufren obstrucción de la vía aérea (asfixia) por atragantamiento.

Su diseño patentado cuenta con una válvula que impide que el aire salga por la mascarilla, evitando que el objeto sea empujado más adentro. Lo anterior permite crear un efecto de vacío que facilita la extracción de cualquier objeto.

Es muy sencillo de utilizar, simplemente coloque el dispositivo con la mascarilla sobre la cara de la víctima, presione y jale el mango para desatorar el objeto.

Tan fácil como



Este dispositivo puede salvar su vida.



¡Cientos de vidas salvadas!



Cardioprotección®



LIFEVAC®
Emergencia en atragantamiento



Desarrollo de sitios cardioprotectidos



Seguridad para su entorno.

El dispositivo LifeVac® es ideal para tenerlo en casa, para la oficina, casas de descanso, guarderías, restaurantes, escuelas, fábricas, comedores, hospitales, centros comerciales, cines, bares, aeronaves, trenes, autobuses, aeropuertos, clubes deportivos, gimnasios, consultorios, etc.



Su diseño impide empujar el objeto hacia adentro

¡Llámenos hoy mismo! Pregunte por nuestros programas de implementación.

Presentaciones del LifeVac®

EMS Kit



El EMS Kit contiene:

- 1 Dispositivo LifeVac®
- 1 Mascarilla adulto
- 1 Mascarilla pediátrica
- 1 Instrucciones de uso

Home Kit



El Home Kit contiene:

- 1 Dispositivo LifeVac®
- 1 Mascarilla adulto
- 1 Mascarilla pediátrica
- 1 Mascarilla adulto de práctica
- 1 Instrucciones de uso
- 1 Hoja de recomendaciones

Travel Kit



El Travel Kit contiene:

- 1 Dispositivo LifeVac®
- 1 Mascarilla adulto
- 1 Mascarilla pediátrica
- 1 Instrucciones de uso
- 1 Estuche de traslado

¡Llámenos si le interesa distribuir LifeVac®!



Ciudad de México

Bldv. Adolfo López Mateos # 112 Col. Mixcoac
03910 Ciudad de México
mexico@cardioproteccion.mx

Guadalajara

Av. Vallarta # 6503 Int. C2-24 Col. Ciudad Granja
45010 Zapopan, Jalisco
contacto@cardioproteccion.mx

